

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА: „Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, „Гинекология” и Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна” АД ”

№ на процедурата на АОП: 01241-2020-0003

РАЗДЕЛ I. ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

Днес, ...01.08... 2020 г., в гр.Варна между:

МБАЛ «Света Анна Варна» АД , гр.Варна, бул.»Цар Освободител» №100, ЕИК 000090019, представлявана от д-р Красимир Петров – Изпълнителен директор и Юлияна Късова – гл. счетоводител, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и от друга страна

„ЕКОС Медика“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, кв. Павлово, ул. «Голям Братан» №8, ЕИК 831029075, представлявано от Гергана Николаева Шейкова в качеството ѝ на Управител и наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение № 26/22.06.2020 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ «Света Анна-Варна» АД за определяне на изпълнител, се сключи настоящият договор за следното:

РАЗДЕЛ II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1 (1) Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извършва доставки, чрез периодични заявки от Възложителя на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД. Доставките ще се извършват, съгласно предоставен списък от Възложителя визиран в Приложение № 1 към настоящия договор.

(2) Изпълнителят ще изпълни поръчката при условията на приетата от възложителя оферта на изпълнителя.

(3) Място на изпълнение на поръчката е болнична аптека на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД.

Чл.2. Контролът при изпълнението на договора ще се извършва от оправомощени от Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД лица .

РАЗДЕЛ III. СРОКОВЕ

Чл.3. Срок на договора – **24 (двадесет и четири) месеца** от датата на сключването му.

Чл.4. /1/ Срок за доставка след заявка от Възложителя – до 3 календарни дни.

/2/ В случай, че Изпълнителят не достави заявениято изделие в посочения по ал.1 срок и това се случи повече от три пъти, договорът се счита автоматично прекратен по отношение на съответната номенклатура.

/3/ В случай, че Изпълнителят достави изделие, което не отговаря на изискванията на Възложителя и с използването му възниква реална опасност от предоставяне на некачествена медицинска услуга и същото е констатирано с поне три рапорта на служители на Възложителя , договорът се счита автоматично прекратен по отношение на съответната номенклатура.

РАЗДЕЛ IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5. (1) Общата стойност на договора за доставка е **456 336,39** (четиристотин петдесет и шест хиляди триста тридесет и шест и 0,39) лв. без ДДС, която включва транспортни разходи, застраховки, магазинаж, както и всички вносни мита и такси, действащи към момента на доставката.

(2) Средствата за изпълнение на поръчката ще се предоставят от бюджета на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД .

(3) При писмен отказ от страна на Изпълнителя за доставка на медицински изделия или в случаите по чл.4 ал.2 от настоящия договор, Възложителят го заявява на втория класиран или при липса на такъв - от друг доставчик, като при разлика в цената от посочената в договора, същата може да се удържи от гаранцията за изпълнение или от следващото плащане по настоящия договор.

Чл.6 (1) Заплащането на всяка отделна заявка ще се извършва по банков път в лева по сметка на Изпълнителя **до 60 (шестдесет) дни** след изпълнение на доставката по следната банкова сметка:

Банкова сметка на Изпълнителя:

IBAN: BG27UNCR70001509161183

BIC: UNCRBGSF

При: Банка УниКредит булбанк АД, Централа/ гр. София

Чл.7. Отчитането на извършената доставка ще се извършва въз основа на :

1. Доказване на извършената доставка на медицински изделия, предмет на договора, след предоставяне на фактура с вписан № на процедурата на АОП.
2. По посочени в офертата единични цени за доставка.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.8. Възложителят е длъжен да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора.

Чл.9. Възложителят е длъжен да приеме от Изпълнителя доставените заявени количества, чрез подписване на приемо-предавателен протокол.

Чл.10. Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя съответното възнаграждение за изпълнената доставка.

Чл.11. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката в срок и без отклонения в количеството или качеството на стоките.

РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл.12. (1) Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя на свой риск срещу съответната цена, заявени съгласно чл. 1 ал. 1 от настоящия договор медицински изделия в оригинална опаковка с ненарушена цялост.

(2) Изпълнителят се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставката до местоизпълнението.

Чл.13. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на доставката.

Чл.14. Изпълнителят има право да иска приемане на доставката, чрез определено от Възложителя лице.

Чл.15. Изпълнителят има право да получи от Възложителя съответното възнаграждение за извършената доставка, съгласно чл.5 от настоящия договор.

РАЗДЕЛ VII. ПРИЕМАНЕ

Чл.16. Приемането на доставените медицински изделия се извършва след подписване на приемо-предавателен протокол за доставката, франко медицински склад на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД.

Чл.17. Рекламации по количествата на доставките могат да се правят само в момента на подписване на приемо-предавателен протокол между страните.

Чл.18. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в тридневен срок от откриването им, но не по-късно от 12 (дванадесет) месеца от датата на доставката.

Чл.19. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.

РАЗДЕЛ VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл.20. /1/ За извършване на дейностите по договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

/2/ Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

/3/ Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

/4/ Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия договор и на Изпълнителя.

/5/ Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл.21. При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

1.приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

2.действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

3.при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Чл.22. /1/ Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

/2/ Разплащанията по ал.1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

/3/ Към искането по ал.2 Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

/4/ Възложителят има право да откаже плащане по ал.2, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IX. НЕУСТОЙКИ

Чл.23.(1) Ако Изпълнителят допусне забава в изпълнението на доставката спрямо договорения в чл.4 срок, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0.05% от възнаграждението по договора за всеки ден забава, но не повече от 25% от размера на това възнаграждение.

(2) Ако Изпълнителят допусне забава в изпълнението на доставката, надхвърляща с 30 дни договорения в чл.4 срок, това се счита за пълно неизпълнение на договора. В този случай Изпълнителят дължи неустойка в размер на 30 % от възнаграждението по договора, а Възложителят има право да развали договора без предизвестие.

(3) При забавено от страна на Възложителя плащане, той дължи при поискване неустойка в размер на 0.05% за всеки ден забава, но не повече от 25% от стойността на забавеното плащане.

(4) Изплащането на неустойки по ал.1 , ал.2 и ал.3 не лишава изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери на общо основание.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. /1/ Договорът се прекратява:

1. с изпълнението му;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3. едностранно от Възложителя с 10 – дневно писмено предизвестие, в случаите на забавено, некачествено и лошо изпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя;
4. в случаите на чл.4, ал. 2 и 3 от настоящия договор.

/2/ Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора.

XI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.25.(1) Гаранцията за изпълнение на договора е парична сума , банкова гаранция или застраховка в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава до 30 дни след изтичане на срока на договора и извършване на всички плащания по него.

(3) Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение сума, равна на неустойката по чл.23, при допускане на неизпълнение от страна на Изпълнителя.

(4) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, вследствие на спиране доставката на

договорените консумативи и това е удостоверено с надлежно изготвени рапорти от служители на Възложителя, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(5) В случай, че Възложителят прекрати договора на основание чл.24 т. 2 или 3 поради възникнали непредвидени обстоятелства, вследствие на които не е в състояние да изпълни своите задължения, то същият не дължи на Изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора.

ХII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.26. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали в процеса на изпълнението му по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при разногласие въпросът се отнася за решаване от компетентния съд.

Чл.27. За неуредените по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Настоящият договор се сключи в 2 /два/ еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
МБАЛ „СВЕТА АННА-ВАРНА“ АД

.....
Д-Р КРАСИМИР ПЕТРОВ

Д-Р КРАСИМИР ПЕТРОВ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

.....
ЮЛИЯНА КЪСОВА

ЮРИСТ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ НА
„ЕКОС МЕДИКА“ ООД

.....
ГЕРГАНА ШЕЙКОВА

№	Наименование на медицинските изделия	Технически характеристики на медицинското изделие	Технически характеристики на медицинското изделие, предлагано от участника	Търговско наименование	Производител	Каталожен номер	Стойността на модулите, до които НЗОК заплаща / в предложениите случаи/	Прогнозно количество за 2 години	Цена на един брой без ДДС	Обща с-ст без ДДС
6	Консумативи за шев, лигирене и хемостаза при съдова хирургия								Обща с-ст:	32045,40
6.а	Нерезорбируем, синтетичен, монофилamentен конект от изотактичен кристален стереоизомер на полипропилен, конусовидно заостряне на конуса към залавното място на иглата и антибактериално покритие с триклозин									
	РАЗМЕР НА КОНЕЦА	ВИД НА ИГЛАТА								
	3/0 90см	1/2, обла, двойна, 17 мм		Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	W8558	Не се прилага	24	11,00	264,00
	3/0 90см	1/2, двойна обла игла, със специализиран режещ връх за калибрирани съдове, 26mm,		Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	W8844	Не се прилага	12	10,83	129,96
	3/0 90см	1/2 двойна игла, обла с режещ връх, 17 мм		Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	W8936	Не се прилага	12	10,60	127,20
	4/0 90 см	1/2 обла игла, двойна, със специализиран режещ връх за калибрирани съдове, 20mm		Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	W8840	Не се прилага	24	14,43	346,32
	4/0 75 см	3/8, обла, двойна игла, 13 мм		Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	EN7478H	Не се прилага	72	13,34	960,48
	4/0 90 см	1/2, обла, двойна, 17 мм		Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	W8557	Не се прилага	24	9,00	216,00
	4/0 75 см	1/2, двойна обла игла, с режещ връх за калибрирани съдове, подходящ за съдова анастомоза с конусовидно задебеляване на конуса за вторична хемостаза, силиконово покритие, 13mm	4/0 75 см, 1/2, двойна обла игла, с режещ връх за калибрирани съдове, подходящ за съдова анастомоза с конусовидно задебеляване на конуса за вторична хемостаза, силиконово покритие, 13mm	Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	W8665	Не се прилага	36	32,51	1170,36
	4/0 90 см	1/2 двойна игла, обла с режещ връх, 17 мм	4/0 90 см, 1/2 двойна игла, обла с режещ връх, 17 мм	Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	W8935	Не се прилага	12	10,61	127,32
	5/0 60см	3/8, обла, двойна, черна открояваща се в оперативното поле, 13 мм	5/0 60см, 3/8, обла, двойна, черна открояваща се в оперативното поле, 13 мм	Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	W8321	Не се прилага	24	15,00	360,00
	5/0 4x75см	3/8, двойна обла игла, със спец. режещ връх за калибрирани съдове, 13mm	5/0 4x75см, 3/8, двойна обла игла, със спец. режещ връх за калибрирани съдове, 13mm	Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	MF1812	Не се прилага	20	56,91	1138,20
	5/0 75 см	1/2, двойна обла игла, със спец. режещ връх за калибрирани съдове, 13mm	5/0 75 см, 1/2, двойна обла игла, със спец. режещ връх за калибрирани съдове, 13mm	Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	W8816	Не се прилага	24	17,23	413,52
	5/0 75см	3/8 двойна игла, обла с режещ връх, 17 мм	5/0 75см, 3/8 двойна игла, обла с режещ връх, 17 мм	Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	F2829	Не се прилага	36	14,60	525,60
	5/0 90 см	1/2, 17mm, двойна обла игла, с минимално заострен връх	5/0 90 см, 1/2, 17mm, двойна обла игла, с минимално заострен връх	Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	W8556	Не се прилага	24	12,85	308,40
	6/0 60 см	1/2 обла игла, със спец. режещ връх за калибрирани съдове, силиконово покритие, 13 mm	6/0 60 см, 1/2 обла игла, със спец. режещ връх за калибрирани съдове, силиконово покритие, 13 mm	Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	W8815	Не се прилага	36	20,73	746,28
	6/0 60 см	3/8, двойна обла игла, със спец. режещ връх за калибрирани съдове, силиконово покритие, 13mm	6/0 60 см, 3/8, двойна обла игла, със спец. режещ връх за калибрирани съдове, силиконово покритие, 13mm	Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	W8707	Не се прилага	24	17,38	417,12
	6/0 60 см	3/8, обла, двойна, черна открояваща се в оперативното поле, 13 мм	6/0 60 см, 3/8, обла, двойна, черна открояваща се в оперативното поле, 13 мм	Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	W8307	Не се прилага	36	31,28	1126,08
	6/0 60 см	3/8, двойна обла игла, със спец. режещ връх за калибрирани съдове, силиконово покритие, 11mm	6/0 60 см, 3/8, двойна обла игла, със спец. режещ връх за калибрирани съдове, силиконово покритие, 11mm	Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	W8802	Не се прилага	36	18,99	683,64
	7/0 60см	две игли, обни, с пробивен съдов открояваща се в оперативното поле, тип - кукичка - няколко степенно извита за по-добър достъп в ограничени пространства, 9,3mm	7/0 60см, две игли, обни, с пробивен съдов връх, черна открояваща се в оперативното поле, тип - кукичка - няколко степенно извита за по-добър достъп в ограничени пространства, 9,3mm	Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	W8721	Не се прилага	36	41,38	1489,68
	7/0 60см	3/8, обла, двойна игла, 13 мм	7/0 60см, 3/8, обла, двойна игла, 13 мм	Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	W8725	Не се прилага	36	21,77	783,72

	7/0 60см	3/8, двойна обля игла, със специализиран режеш върх за калцирани съдове, силиконово покритие, 13mm	7/0 60см, 3/8, двойна обля игла, със специализиран режеш върх за калцирани съдове, силиконово покритие, 13mm	Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	W8813	Не се прилага	12	24,19	230,28
	7/0 75см	две игли, обля, с пробивен съдов връх - 9,3 мм, тип - кукичка - няколко степенно извита за по-добър достъп в ограничените пространства, - черна-открояваща се в оперативното поле	7/0 75см, две игли, обля, с пробивен съдов връх - 9,3 мм, тип - кукичка - няколко степенно извита за по-добър достъп в ограничените пространства, - черна-открояваща се в оперативното поле	Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	EH8021E	Не се прилага	24	42,34	1016,16
	4/0 90 см	1/2, двойна обля игла с остър връх, се в оперативното поле, 20 mm	4/0 90 см, 1/2, двойна обля игла с остър връх, черна-открояваща се в оперативното поле, 20 mm	Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	W8340	Не се прилага	24	16,15	387,60
	5/0 75 см	1/2, обля, двойна игла с остър връх, 13 мм	5/0 75 см, 1/2, обля, двойна игла с остър връх, 13 мм	Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	EH7401H	Не се прилага	36	10,00	360,00
	6/0 60 см	3/8, обля, двойна игла с остър връх, 13 мм, подсилена с волфрам-реиниева сплав за устойчивост	6/0 60 см, 3/8, обля, двойна игла с остър връх, 13 мм, подсилена с волфрам-реиниева сплав за устойчивост	Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	EP8726H	Не се прилага	24	21,67	780,12
	6/0 75 см	3/8, обля, двойна игла с остър връх, 13 мм, подсилена с волфрам-реиниева сплав за устойчивост	6/0 75 см, 3/8, обля, двойна игла с остър връх, 13 мм, подсилена с волфрам-реиниева сплав за устойчивост	Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	EP8706H	Не се прилага	36	29,52	708,48
	7/0 60 см	3/8, обля, двойна игла с остър връх, 13 мм, подсилена с волфрам-реиниева сплав за устойчивост	7/0 60 см, 3/8, обля, двойна игла с остър връх, 13 мм, подсилена с волфрам-реиниева сплав за устойчивост	Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	EP8727H	Не се прилага	24	33,34	1200,24
	7/0 75 см	3/8, обля, двойна игла с остър връх, 13 мм, подсилена с волфрам-реиниева сплав за устойчивост	7/0 75 см, 3/8, обля, двойна игла с остър връх, 13 мм, подсилена с волфрам-реиниева сплав за устойчивост	Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	EP8708H	Не се прилага	36	39,95	958,80
	6/0 60 см	3/8, обля, двойна игла с остър връх, 13 мм	6/0 60 см, 3/8, обля, двойна игла с остър връх, 13 мм	Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	W8718	Не се прилага	36	19,35	686,60
	6/0 75 см	3/8, обля, двойна игла с остър връх, 13 мм	6/0 75 см, 3/8, обля, двойна игла с остър връх, 13 мм	Prolene	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	W8706	Не се прилага	36	12,37	445,32
6,б	Средно резорбируем, синтетичен, монофилamentен конец от полиглицерон 25, пълна резорбция до 120 дни и 30% здравина на 14ти ден									
	РАЗМЕР НА КОНЕЦА		ВИД НА ИГЛАТА							
	3/8 70см	3/8, обратно режешна игла, покритие от пречистен триклозан - ефективен срещу Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis MRSA, MRSE, 16 мм	3/8 70см, 3/8, обратно режешна игла, покритие от пречистен триклозан - ефективен срещу Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis MRSA, MRSE, 16 мм	Monocryl Plus	Johnson&Johnson International	MCP395F	Не се прилага	144	10,42	1500,48
	2/0 70см	1/2 обля игла с режеш върх, 26 мм	2/0 70см, 1/2 обля игла с режеш върх, 26 мм	Monocryl	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	W3440	Не се прилага	48	15,91	763,68
	5/0 70см	3/8, обратно режешна игла, покритие от пречистен триклозан - ефективен срещу Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis MRSA, MRSE, 16 мм	5/0 70см, 3/8, обратно режешна игла, покритие от пречистен триклозан - ефективен срещу Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis MRSA, MRSE, 16 мм	Monocryl Plus	Johnson&Johnson International	MCP500F	Не се прилага	108	18,97	2048,76
6,с	Бавнорезорбируем, синтетичен, монофилamentен конец от полидиоксанон, пълна резорбция - до 210 дни, 25% здравина на 42ти ден									
	РАЗМЕР НА КОНЕЦА		ВИД НА ИГЛАТА							
	6/0 70 см	3/8 кръг, обля игла с режеш върх, 13 мм	6/0 70 см, 3/8 кръг, обля игла с режеш върх, 13 мм	PDS	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	Z1032H	Не се прилага	144	25,27	3638,88
	7/0 45см	3/8 кръг, обля с остър връх, двойна игла, 13 мм	7/0 45см, 3/8 кръг, обля с остър връх, двойна игла, 13 мм	PDS	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	W9095T	Не се прилага	96	25,98	2495,04
6,д	Резорбируем хемостатик	Резорбируем хемостатик от 100% регенирирана, оксидирана целулоза, изработена от 100% Rayon, с високо съдържание на карбоксил 19,5 % w/w, без наличие на е-капролактам, с доказан бактерициден ефект in vitro и in vivo срещу грам + (поз.) и грам (отр.) бактерии (MRSE, MRSA, VRE, E.coli, PRSP), пълна резорбция между 7 и 14 дни, тип мрежа, размер 5x7,5см.	Резорбируем хемостатик от 100% регенирирана, оксидирана целулоза, изработена от 100% Rayon, с високо съдържание на карбоксил 19,5 % w/w, без наличие на е-капролактам, с доказан бактерициден ефект in vitro и in vivo срещу грам + (поз.) и грам (отр.) бактерии (MRSE, MRSA, VRE, E.coli, PRSP), пълна резорбция между 7 и 14 дни, тип мрежа, размер 5x7,5см.							
6,е	РАЗМЕР		ТИТАНИЕВИ ЛИТИРАЦИИ КЛИПСИ		ВИД					

	M	Титаневи лигиращи клипси, средни, с разстояние между рамената 4 мм и дължина на клипса в затворено състояние - 5,3 мм, 6 клипса в пълнителя. Размер M	Титаневи лигиращи клипси, средни, с разстояние между рамената 4 мм и дължина на клипса в затворено състояние - 5,3 мм, 6 клипса в пълнителя. Размер M	LIGACLIP® EXTRA	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	LT200	He се прилага	36	31,62	1138,32
	ML	Титаневи лигиращи клипси, средно-големи, с разстояние между рамената 6,4 мм и дължина на клипса в затворено състояние -8,99 мм, 6 клипса в пълнителя. Размер ML	Титаневи лигиращи клипси, средно-големи, с разстояние между рамената 6,4 мм и дължина на клипса в затворено състояние -8,99 мм, 6 клипса в пълнителя. Размер ML	LIGACLIP® EXTRA	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	LT300	He се прилага	36	32,45	1168,20
38	Каротиден шънт	Каротиден шънт с балони за обща и вътрешна каротидни артерии	Каротиден шънт с балони за обща и вътрешна каротидни артерии	Vascular II Silicone Carotid Shunt	EDWARDS Lifesciences LLC	T3....	He се прилага	3	719,00	2157,00
48	Оклюдонни катетри	Еднолумени катетри за оклузия от 7,8 F (40;80 см.)	Еднолумени катетри за оклузия от 7,8 F (40;80 см.)	FOGARTY OCCLUSION CATHETER	EDWARDS Lifesciences LLC	620 ...	He се прилага	4	199,98	799,92
57	Интродوسер за трансфеморален достъп	Интродосер сет с хидрофилно покритие и ексосен връх на дилататора; размер 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 F; дължина 100 мм "cross-scut" силиконова хемостатична клапа, "snap-on-click of- dilator lock" система, цветни кодове за различните размери, съвместим с 0,025", 0,038" водач	Интродосер сет с хидрофилно покритие и ексосен връх на дилататора; размер 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 F; дължина 100 мм "cross-scut" силиконова хемостатична клапа, "snap-on-click of- dilator lock" система, цветни кодове за различните размери, съвместим с 0,025", 0,038" водач	RADIFOCUS INTRODUCER II STANDARD KIT	TERUMO	RSB ...	He се прилага	8	59,00	472,00
62	Волещи катетри	Волещи катетри с ID 5 Fr = 0.058"; 6 Fr = 0.071", 7 Fr = 0.082"; 8 Fr = 0.091" Zone технология, вътрешна оплетка от стоманени нишки /технология за устойчивост при усукване /мек атраматичен връх, специални радиални профили тип Вураз, Tiger, 100 см, 125 см, 6 Fr MPA, с хидрофилно покритие с изключение на дисталните 7 см и проксималните 25 см, без странични дупки.	Волещи катетри с ID 5 Fr = 0.058"; 6 Fr = 0.071", 7 Fr = 0.082"; 8 Fr = 0.091" Zone технология, вътрешна оплетка от стоманени нишки /технология за устойчивост при усукване /мек атраматичен връх, специални радиални профили тип Вураз, Tiger, 100 см, 125 см, 6 Fr MPA, с хидрофилно покритие с изключение на дисталните 7 см и проксималните 25 см, без странични дупки.	CLIMBER	Pendacare/ TERUMO	GCP ...	He се прилага	10	159,00	1590,00
ВАРИАНТ 3										
1	Мултифункционални ултразвукови инструменти	Мултифункционален ултразвуков инструмент за лапароскопска хирургия с извити челюсти, с опции за разрез, лигиране, захващане и дисекция. Бутони за ръчно активиране вградени в ръкохватката. Дължина на острието 15мм. Възможност за хемостаза на съдове до 5мм. Адаптивна тъканна технология	Мултифункционален ултразвуков инструмент за лапароскопска хирургия с извити челюсти, с опции за разрез, лигиране, захващане и дисекция. Бутони за ръчно активиране вградени в ръкохватката. Дължина на острието 15мм. Възможност за хемостаза на съдове до 5мм. Адаптивна тъканна технология	HARMONIC ACE+	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	HAR36	He се прилага	20	1368,91	27378,20
2		Мултифункционален ултразвуков инструмент за отворена хирургия с извити челюсти, с опции за разрез, лигиране, захващане и дисекция. Бутони за ръчно активиране вградени в ръкохватката. Дължина на острието 15мм. Хемостаза на съдове до 5мм. Адаптивна тъканна технология	Мултифункционален ултразвуков инструмент за отворена хирургия с извити челюсти, с опции за разрез, лигиране, захващане и дисекция. Бутони за ръчно активиране вградени в ръкохватката. Дължина на острието 15мм. Хемостаза на съдове до 5мм. Адаптивна тъканна технология	HARMONIC ACE+	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	HAR23	He се прилага	10	1368,91	13689,10
3		Мултифункционален ултразвуков инструмент за отворена хирургия с извити челюсти, с опции за разрез, лигиране, захващане и дисекция. Дължина на работен част - 90 мм, хемостаза на съдове до 5 мм. Адаптивна тъканна технология	Мултифункционален ултразвуков инструмент за отворена хирургия с извити челюсти, с опции за разрез, лигиране, захващане и дисекция. Дължина на работен част - 90 мм, хемостаза на съдове до 5 мм. Адаптивна тъканна технология	HARMONIC FOCUS+	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	HAR0F	He се прилага	5	1332,82	6664,10

4	Мултифункционален ултразвуков инструмент за отворена хирургия с извити челюсти, с опции за рязане, лигиране, захващане и дисекция, дължина на работна част - 170 мм, хомогенност на съдовите до 5 мм. Адаптирана тъканна технология.	Мултифункционален ултразвуков инструмент за отворена хирургия с извити челюсти, с опции за рязане, лигиране, захващане и дисекция, дължина на работна част - 170 мм, хомогенност на съдовите до 5 мм. Адаптирана тъканна технология.	HARMONIC FOCUS® Long Shears	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	HAR17F	He се прилага	1405,01	11240,08
5	Ръкохватка (трансдюсер) за ултразвукови инструменти преобразуваща електричната енергия в механична. 95 употреби. За свързване с (HAR23, HAR36, HARH23,)	Ръкохватка (трансдюсер) за ултразвукови инструменти преобразуваща електричната енергия в механична. 95 употреби. За свързване с (HAR23, HAR36, HARH23,)	ULTRACISION® SCALPEL HAND PIECE	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	HP054	He се прилага	5236,42	31418,52
6	Ръкохватка (трансдюсер) за ултразвукови инструменти преобразуваща електричната енергия в механична. 100 употреби. За свързване с (HAR9F, HAR17F SNGCB, SNGHK)	Ръкохватка (трансдюсер) за ултразвукови инструменти преобразуваща електричната енергия в механична. 100 употреби. За свързване с (HAR9F, HAR17F SNGCB, SNGHK)	ULTRACISION® HARMONIC SCALPEL HAND PIECE	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	HPBLUE	He се прилага	6137,67	18413,01
1	Инструменти за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев с дължина 45 mm и разрязване с възможност за използване на златен пълнител с височина на затворени скоби от 1,8 mm, равномерна компресия в областта на шев, с артикулираща глава до 45° в двете посоки с дължина на рамката 340 mm, преминаващ през троакар с диаметър 12 mm, с възможност за презареждане	Инструменти за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев с дължина 45 mm и разрязване с възможност за използване на златен пълнител с височина на затворени скоби от 1,8 mm, равномерна компресия в областта на шев, с артикулираща глава до 45° в двете посоки с дължина на рамката 340 mm, преминаващ през троакар с диаметър 12 mm, с възможност за презареждане	ECHELON 45 ENDOPATH STAPLER	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	EC45A	He се прилага	1116,26	7813,82
2	Инструменти за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев с дължина 60 mm и разрязване с възможност за използване на златен пълнител с височина на затворени скоби от 1,8 mm, компресия в областта на шев, с артикулираща глава до 45° в двете посоки с дължина на рамката 340 mm, преминаващ през троакар с диаметър 12 mm, с възможност за презареждане	Инструменти за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев с дължина 60 mm и разрязване с възможност за използване на златен пълнител с височина на затворени скоби от 1,8 mm, компресия в областта на шев, с артикулираща глава до 45° в двете посоки с дължина на рамката 340 mm, преминаващ през троакар с диаметър 12 mm, с възможност за презареждане	ECHELON 60 ENDOPATH STAPLER	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	EC60A	He се прилага	1116,26	8930,08
1	Пълнители с фини скоби за съдове, с височина на затворените скоби 1,0 mm, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 45 mm дължина на шев	Пълнители с фини скоби за съдове, с височина на затворените скоби 1,0 mm, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 45 mm дължина на шев	ECHELON 45 ENDOPATH STAPLER RELOAD - white	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	ECR45W	He се прилага	541,67	13000,08
2	Пълнители със стандартни скоби, с височина на затворените скоби 1,5 mm, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 45 mm дължина на шев	Пълнители със стандартни скоби, с височина на затворените скоби 1,5 mm, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 45 mm дължина на шев	ECHELON 45 ENDOPATH STAPLER RELOAD - blue	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	ECR45B	He се прилага	541,67	13000,08
3	Пълнители със стандартни/големи скоби, с височина на затворените скоби 1,8 mm, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 45 mm дължина на шев	Пълнители със стандартни/големи скоби, с височина на затворените скоби 1,8 mm, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 45 mm дължина на шев	ECHELON 45 ENDOPATH STAPLER RELOAD - gold	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	ECR45D	He се прилага	541,67	13000,08

4	Пълнители със скоби за дебела тъкан, с височина на затворените скоби 2,0 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрезване, 45 мм дължина на шев	Пълнители със скоби за дебела тъкан, с височина на затворените скоби 2,0 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрезване, 45 мм дължина на шев	ЕCHELON 45 ENDOPATH STAPLER RELOAD- green	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	ECR45G	Не се прилага	24	541,67	13000,08
5	Пълнители с фини скоби за сълъве, с височина на затворените скоби 1,0 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрезване, 60 мм дължина на шев	Пълнители с фини скоби за сълъве, с височина на затворените скоби 1,0 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрезване, 60 мм дължина на шев	ЕCHELON 60 ENDOPATH STAPLER RELOAD- white	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	ECR60W	Не се прилага	24	541,67	13000,08
6	Пълнители със стандартни/големи скоби, с височина на затворените скоби 1,5 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрезване, 60 мм дължина на шев	Пълнители със стандартни/големи скоби, с височина на затворените скоби 1,5 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрезване, 60 мм дължина на шев	ЕCHELON 60 ENDOPATH STAPLER RELOAD- blue	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	ECR60B	Не се прилага	24	541,67	13000,08
7	Пълнители със стандартни/големи скоби, с височина на затворените скоби 1,8 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрезване, 60 мм дължина на шев	Пълнители със стандартни/големи скоби, с височина на затворените скоби 1,8 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрезване, 60 мм дължина на шев	ЕCHELON 60 ENDOPATH STAPLER RELOAD- gold	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	ECR60D	Не се прилага	24	541,67	13000,08
8	Пълнители със скоби за дебела тъкан, с височина на затворените скоби 2,0 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрезване, 60 мм дължина на шев	Пълнители със скоби за дебела тъкан, с височина на затворените скоби 2,0 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрезване, 60 мм дължина на шев	ЕCHELON 60 ENDOPATH STAPLER RELOAD- green	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	ECR60G	Не се прилага	24	541,67	13000,08
Същности за конвенционна хирургия									
1	Циркулярни усилватели, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделна се глава, с диаметър на главата 25 mm	Циркулярни усилватели, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделна се глава, с диаметър на главата 25 mm	PROXIMATE ILS Curved Intraluminal Staplers	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	CDH25A	Не се прилага	6	1125,00	6750,00
2	Циркулярни усилватели, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделна се глава, с диаметър на главата 29 mm	Циркулярни усилватели, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделна се глава, с диаметър на главата 29 mm	PROXIMATE ILS Curved Intraluminal Staplers	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	CDH29A	Не се прилага	6	1125,00	6750,00
3	Инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрезване 55 mm, възможност за избор на височината на затворените скобите 1,5/1,8/2,0 мм и използване само на един вид пълнители, 3-D формация на скобите, 6-реда скоби с еднаква височина, механизъм за паралелно затваряне на челюстите на инструмента, еднократни, с възможност за презареждане	Инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрезване 55 mm, възможност за избор на височината на затворените скобите 1,5/1,8/2,0 мм и използване само на един вид пълнители, 3-D формация на скобите, 6-реда скоби с еднаква височина, механизъм за паралелно затваряне на челюстите на инструмента, еднократни, с възможност за презареждане	PROXIMATE Linear Cutter	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	NTL55	Не се прилага	48	549,05	26354,40

4	Инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 75 mm, възможност за избор на височината на затворените скобите 1,5/1,8/2,0 mm и използване само на един вид пълнител, 3-D форма на скобите, 6-реда скоби с еднаква височина, механизъм за паралелно затваряне на челюстите на инструмента, еднократно, с възможност за презареждане	Инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 75 mm, възможност за избор на височината на затворените скобите 1,5/1,8/2,0 mm и използване само на един вид пълнител, 3-D форма на скобите, 6-реда скоби с еднаква височина, механизъм за паралелно затваряне на челюстите на инструмента, еднократно, с възможност за презареждане	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	N TLC75	He се прилага	4	550,88	2239,52
5	Пълнител за инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 55 mm, позволяващи избор на височина на затворените скоби 1,5/1,8 или 2,0 mm, осигуряващи 6 реда скоби с еднаква височина и 3-D форма на скобите за по-добра хемостаза	Пълнител за инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 55 mm, позволяващи избор на височина на затворените скоби 1,5/1,8 или 2,0 mm, осигуряващи 6 реда скоби с еднаква височина и 3-D форма на скобите за по-добра хемостаза	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	PROXIMATE 55 mm NTL Selectable Reload	He се прилага	6	327,53	1965,18
6	Пълнител за инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 75 mm, позволяващи избор на височина на затворените скоби 1,5/1,8 или 2,0 mm, осигуряващи 6 реда скоби с еднаква височина и 3-D форма на скобите за по-добра хемостаза	Пълнител за инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 75 mm, позволяващи избор на височина на затворените скоби 1,5/1,8 или 2,0 mm, осигуряващи 6 реда скоби с еднаква височина и 3-D форма на скобите за по-добра хемостаза	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	PROXIMATE 75 mm NTL Selectable Reload	He се прилага	6	345,59	2073,54
7	Линеен ушивател, с извита/дълговидна глава, с пълнител за стандартна тъкан с височина на затворените скоби 1,44 mm, автоматично налагане на шев с дължина 40 mm, с възможност за презареждане, за ниска предна резекция	Линеен ушивател, с извита/дълговидна глава, с пълнител за стандартна тъкан с височина на затворените скоби 1,44 mm, автоматично налагане на шев с дължина 40 mm, с възможност за презареждане, за ниска предна резекция	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	CONTOUR Curved Cutter Stapler	He се прилага	24	1309,60	31430,40
8	Пълнител със скоби за стандартна тъкан, 4 реда скоби с еднаква височина на затваряне, височина на затворените скоби 1,44 mm, за линеен ушивател, с извита/дълговидна глава, автоматично налагане на шев с дължина 40 mm, за ниска предна резекция	Пълнител със скоби за стандартна тъкан, 4 реда скоби с еднаква височина на затваряне, височина на затворените скоби 1,44 mm, за линеен ушивател, с извита/дълговидна глава, автоматично налагане на шев с дължина 40 mm, за ниска предна резекция	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	CONTOUR Curved Cutter Stapler Reload	He се прилага	24	697,85	16748,40
Механични инструменти за ендоскопска хирургия								
1	Ендоскопски апликатор, 5 mm диаметър за фиксация на херпални платна с 25 броя резорбируеми клипси с 2 точки на фиксация, с индикатор показващ намаляването на броя на клипсите	Ендоскопски апликатор, 5 mm диаметър за фиксация на херпални платна с 25 броя резорбируеми клипси с 2 точки на фиксация, с индикатор показващ намаляването на броя на клипсите	ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	STRAP25	He се прилага	10	735,95	7359,50
2	Граспер с диаметър 5 mm с сирни зъбци, с палец за застопоряване	Граспер с диаметър 5 mm с сирни зъбци, с палец за застопоряване	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	SDSG	He се прилага	10	350,92	3509,20
3	Ножичи, със закривен връх за ендоскопска хирургия, с извод за монополярна коагулация, с диаметър 5 mm, конектор за монополярен каутер	Ножичи, със закривен връх за ендоскопска хирургия, с извод за монополярна коагулация, с диаметър 5 mm, конектор за монополярен каутер	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	SDCS	He се прилага	10	350,92	3509,20
4	Дисектор със закривен връх с извод за монополярна коагулация, с диаметър 5 mm	Дисектор със закривен връх с извод за монополярна коагулация, с диаметър 5 mm	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	SDCD	He се прилага	10	350,92	3509,20
5	Титанови лигирани клипси (средно-големи) medallarge, 6 клипса в пълнител с разстояние между рамената 6,4 mm и дължина на рамото в затворено положение - 8,99 mm	Титанови лигирани клипси (средно-големи) medallarge, 6 клипса в пълнител с разстояние между рамената 6,4 mm и дължина на рамото в затворено положение - 8,99 mm	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	LT300	He се прилага	50	32,45	1622,50
6	Клипсатор за ендоскопска хирургия, подходящ за работа със средно-големи титанови лигирани клипси с разстояние между рамената 6,4 mm и дължина на рамото 8,99 mm	Клипсатор за ендоскопска хирургия, подходящ за работа със средно-големи титанови лигирани клипси с разстояние между рамената 6,4 mm и дължина на рамото 8,99 mm	ETHICON Endo Surgery /Johnson&Johnson/	EL314	He се прилага	5	3647,72	18238,60

1	180 и 235 дни. Прозрачни при излагане на радио лъчи	заклучващ механизъм. Изработени от полиакрилатов полимер с гъвкава резорбция между 180 и 235 дни.Прозрачни при излагане на радио лъчи	Син пълнител зареден с 10 клипси. Размер S	Син пълнител зареден с 10 клипси. Размер S	Johnson&Johnson Medical	AP100	He се прилага	6	240,70	1444,20
2		Заклучващ механизъм. Изработени от полиакрилатов полимер с гъвкава резорбция между 180 и 235 дни.Прозрачни при излагане на радио лъчи	Бял пълнител зареден с 3 клипси.Размер M	Бял пълнител зареден с 3 клипси.Размер M	Johnson&Johnson Medical	AP201	He се прилага	6	240,70	1444,20
3		Заклучващ механизъм. Изработени от полиакрилатов полимер с гъвкава резорбция между 180 и 235 дни.Прозрачни при излагане на радио лъчи	Зелен пълнител зареден с 2 клипси.Размер M/L	Зелен пълнител зареден с 2 клипси.Размер M/L	Johnson&Johnson Medical	AP302	He се прилага	6	240,70	1444,20
4		Заклучващ механизъм. Изработени от полиакрилатов полимер с гъвкава резорбция между 180 и 235 дни.Прозрачни при излагане на радио лъчи	Зелен пълнител зареден с 6 клипси.Размер M/L	Зелен пълнител зареден с 6 клипси.Размер M/L	Johnson&Johnson Medical	AP306	He се прилага	6	240,70	1444,20
5		Заклучващ механизъм. Изработени от полиакрилатов полимер с гъвкава резорбция между 180 и 235 дни.Прозрачни при излагане на радио лъчи	Жълт пълнител зареден с 6 клипси.Размер L	Жълт пълнител зареден с 6 клипси.Размер L	Johnson&Johnson Medical	AP406	He се прилага	6	240,70	1444,20
Платив за херниопластика										
Олекотено, макропоресто, частично резорбируемо – 70 % ,мултифазментно платно за открита и лапароскопска интравинална херниопластика. Съставено от равни части перезорбируем										
1			6 x 11 см		ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	PVM2S3	He се прилага	20	222,62	4452,40
2			12 x 10 см		ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	PVM2P3	He се прилага	20	263,74	5274,80
3			15 x 10 см		ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	PVM2N3	He се прилага	20	282,53	5650,60
4			15 x 15 см		ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	PVM2M3	He се прилага	20	320,13	6402,60
Олекотено, меко и гъвкаво, перезорбируемо, монофазментно платно за интравинална или лапароскопска интравинална херниопластика. Може да се използва преди поставяне. Да осигурява долготрайна и комфортна поддръжка без нежелани реакции.										
1			7,6 x 15 см		ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	SPMII	He се прилага	10	297,87	2978,70
2			15 x 15 см		ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	SPMII	He се прилага	20	319,49	6389,80
3			25 x 25 см		ETHICON LLC /Johnson&Johnson/	SPMII	He се прилага	10	339,17	3391,70
Презорбционни сетове и конексумати, необходими за работа с вакуум система за лечение на трупно запяване на лъчи										
1			Среден сет, включващ полиуретанова гъба с размер20см x 13см x 3см, двоен софт порт с конектор с куик клик система и дългащо вакуумиращо фолио	Среден сет, включващ полиуретанова гъба с размер20см x 13см x 3см, двоен софт порт с конектор с куик клик система и дългащо вакуумиращо фолио	Smith&Nephew	66800795	He се прилага	10	122,50	1225,00
2			Голям сет, включващ полиуретанова гъба с размер 25 см x 15см x 3см, двоен софт порт с конектор с куик клик система и дългащо вакуумиращо фолио	Голям сет, включващ полиуретанова гъба с размер 25 см x 15см x 3см, двоен софт порт с конектор с куик клик система и дългащо вакуумиращо фолио	Smith&Nephew	66800795	He се прилага	10	150,00	1500,00
3			Малък по размер сет с антисептична марля с двоен софт порт с конектор с куик клик система и дългащо вакуумиращо фолио	Малък по размер сет с антисептична марля с двоен софт порт с конектор с куик клик система и дългащо вакуумиращо фолио	Smith&Nephew	66800933	He се прилага	10	122,50	1225,00
4			Марлен сет с иригационно-аспирационен дренаж	Марлен сет с иригационно-аспирационен дренаж	Smith&Nephew	66800932	He се прилага	10	150,00	1500,00
5			Комплект от калпичка с вместимост 800ml, с възможност за гръврящане на ексудата в гел и антибактериален филтър и конектор с куик клик система	Комплект от калпичка с вместимост 800ml, с възможност за гръврящане на ексудата в гел и антибактериален филтър и конектор с куик клик система	Smith&Nephew	66800912	He се прилага	20	107,50	2150,00
6			Абдоминален сет за лапаростомия съдържащ голяма полиуретанова гъба, с двоен софт порт с конектор с куик клик система, дългащо вакуумиращо фолио и полиуретанова перфорирана мембрана за предпазване на вътрешните органи	Абдоминален сет за лапаростомия съдържащ голяма полиуретанова гъба, с двоен софт порт с конектор с куик клик система, дългащо вакуумиращо фолио и полиуретанова перфорирана мембрана за предпазване на вътрешните органи	Smith&Nephew	6680098C	He се прилага	5	500,00	2500,00

7	Антибактериална преоръзка със сребърни нанокристали, атравматична, еластична, анатомично адаптирана, съвместима с вакуум терапия 10 CM X 10 CM Тридневна, флекс	Антибактериална преоръзка със сребърни нанокристали, атравматична, еластична, анатомично адаптирана, съвместима с вакуум терапия 10 CM X 10 CM Тридневна, флекс	Smith&Nephew	Acisoat flex 10cm x 10cm	66800399	He се прилага	20	30,76	615,20
8	Антибактериална преоръзка със сребърни нанокристали, атравматична, еластична, анатомично адаптирана, съвместима с вакуум терапия 10 CM X 20 CM Тридневна, флекс	Антибактериална преоръзка със сребърни нанокристали, атравматична, еластична, анатомично адаптирана, съвместима с вакуум терапия 10 CM X 20 CM Тридневна, флекс	Smith&Nephew	Acisoat flex 10cm x 20cm	66800409	He се прилага	20	47,57	951,40
9	Прозрачна, стерилна, самозалепваща преоръзка, водо и бактерионеопропусклива, дишаша, поемаща функцията на кожата съвместима с вакуум терапия, 15cm x 20cm Разграфена	Прозрачна, стерилна, самозалепваща преоръзка, водо и бактерионеопропусклива, дишаша, поемаща функцията на кожата съвместима с вакуум терапия, 15cm x 20cm Разграфена	Smith&Nephew	Opsite Flexigrid 15cm x 20cm	4631	He се прилага	20	3,34	66,80
10	Прозрачна, стерилна, самозалепваща преоръзка, водо и бактерионеопропусклива, дишаша, поемаща функцията на кожата съвместима с вакуум терапия, 6cm x 7cm Разграфена	Прозрачна, стерилна, самозалепваща преоръзка, водо и бактерионеопропусклива, дишаша, поемаща функцията на кожата съвместима с вакуум терапия, 6cm x 7cm Разграфена	Smith&Nephew	Opsite Flexigrid 6cm x 7cm	4628	He се прилага	20	0,74	14,80
11	Прозрачна, самозалепваща преоръзка, водо и бактерионеопропусклива, дишаша, поемаща функцията на кожата съвместима с вакуум терапия, 5cm x 10cm Разграфена	Прозрачна, самозалепваща преоръзка, водо и бактерионеопропусклива, дишаша, поемаща функцията на кожата съвместима с вакуум терапия, 5cm x 10cm Разграфена	Smith&Nephew	Opsite flexifix 5cm x 10cm	66000040	He се прилага	20	31,54	630,80
12	Прозрачна, самозалепваща преоръзка, водо и бактерионеопропусклива, дишаша, поемаща функцията на кожата съвместима с вакуум терапия, 10cm x 10cm Разграфена	Прозрачна, самозалепваща преоръзка, водо и бактерионеопропусклива, дишаша, поемаща функцията на кожата съвместима с вакуум терапия, 10cm x 10cm Разграфена	Smith&Nephew	Opsite flexifix 10cm x 10cm	66000041	He се прилага	20	53,35	1067,00
13	Стерилно, прозрачно, дишащо фолио за покриване на оперативното поле съвместимо с вакуум терапия, 15cmx28cm	Стерилно, прозрачно, дишащо фолио за покриване на оперативното поле съвместимо с вакуум терапия, 15cmx28cm	Smith&Nephew	Opsite incise 15cm x 28cm	4986	He се прилага	20	3,96	79,20
14	Стерилно, прозрачно, дишащо фолио за покриване на оперативното поле съвместимо с вакуум терапия, 30cmx28cm	Стерилно, прозрачно, дишащо фолио за покриване на оперативното поле съвместимо с вакуум терапия, 30cmx28cm	Smith&Nephew	Opsite incise 30cm x 28cm	4987	He се прилага	20	6,25	125,00
15	Едноседмична вакуум система за еднократно ползване, с две петслойни преоръзки с размер 15cmx20cm	Едноседмична вакуум система за еднократно ползване, с две петслойни преоръзки с размер 15cmx20cm	Smith&Nephew	PICO Single Use NPWT System, 15cm x 20cm	66800935	He се прилага	5	450,00	2250,00
16	Едноседмична вакуум система за еднократно ползване, с две петслойни преоръзки с размер 20cmx20cm	Едноседмична вакуум система за еднократно ползване, с две петслойни преоръзки с размер 20cmx20cm	Smith&Nephew	PICO Single Use NPWT System, 20cm x 20cm	66800957	He се прилага	5	450,00	2250,00
17	Гел лан алехсия за трудно достъпни места	Гел лан алехсия за трудно достъпни места	Smith&Nephew	Ronasya Gel-Patch	66801082	He се прилага	10	12,00	120,00
Вариант III							Обща с-ст:		
							421638,99		

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителен директор на
МБАЛ "Света Анна - Варна" АД:

Д-р Красимир Петров

главен счетоводител:

Юлияна Късова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител на "ЕКОС Медина" ООД:

Гертана Шеремета

